






วิธีปฏิบัติงาน  
เรื่อง

การตรวจหาระดับ Direct bilirubin

โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดเตรียมเอกสารโดย	ตรวจสอบเอกสารโดย	อนุมัติใช้เอกสารโดย
		
(ทนาย.เบญจมาศ อรุณпас) นักเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจมาศ อรุณпас) ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจพร แก้วคำใต้) ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
MSUH-WI-LAB-089	00		1 สิงหาคม 2562



โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam


วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 1 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติการแก้ไข	วันที่เริ่มใช้เอกสารฉบับแก้ไข

บัญชีรายชื่อผู้ถือครอง

สำเนาฉบับที่	หน่วยงาน	ชื่อผู้ถือครอง	ตำแหน่ง

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 2 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

### การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU

#### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU ได้อย่างถูกต้อง

#### ขอบข่าย

นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติการในหน่วยเคมีคลินิก

#### คำจำกัดความ

DBIL = Direct Bilirubin

#### รายละเอียด

#### 1. วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ (Purpose of the examination)

80-85 % ของ bilirubin ได้มาจาก haemoglobin ในเม็ดเลือดแดงที่สิ้นสุดอายุการทำงาน ที่เหลืออีก 15-20 % มาจากการสลายของ haem ซึ่งจับกับโปรตีน เช่น myoglobin, cytochromes, catalases และจากการสลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ ในไขกระดูก Bilirubin จะจับกับ albumin เป็น unconjugated bilirubin ( Indirect bilirubin ) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำและถูกส่งไปที่ตับ ในเซลล์ตับ bilirubin จะจับกับ glucuronic acid เปลี่ยนเป็น bilirubin mono-และ diglucuronide (direct bilirubin) ซึ่งจะถูกขับออกมาทางน้ำดี

การเพิ่มปริมาณของ Unconjugated bilirubin จะทำให้เกิดภาวะดีซ่าน (เช่น haemolytic anemia และภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ) การตรวจดูปริมาณของ direct bilirubin มีประโยชน์ในการตรวจสภาวะของตับและในการติดตามการรักษา ในผู้ป่วยดีซ่าน ภาวะโรคที่มีต้นกำเนิดจากภายในตับที่ทำให้เกิด Conjugated hyperbilirubinemia ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบีชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง , liver cirrhosis และ hepatocellular carcinoma ภาวะโรคที่เกิดภายนอกตับ ( post hepatic) ทำให้เกิด Conjugated hyperbilirubinemia ได้แก่ extrahepatic cholestasis และ liver transplant rejection ภาวะ Chronic congenital conjugated hyperbilirubinemia ได้แก่ Dobin-Johnson and Rotor syndrome

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 3 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

ความแตกต่างของ chronic congenital hyperbilirubinemia กับ acquired type คือ ในทารกแรกเกิดจะเป็นการวัด bilirubin fraction ส่วนใน acquired จะเป็นการวัด การทำงานของเอนไซม์ในตับ

## **2. หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ (Principle of the procedure used for examination)**

3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate (DPD) จะจับกับ direct (conjugate) bilirubin โดยตรงในตัวอย่างที่เป็นกรด และเปลี่ยนเป็น azobilirubin ค่าการดูดกลืนแสงที่เหมาะสมในการวัด direct bilirubin ในสิ่งส่งตรวจคือ 570 nm



## **3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน (Performance specifications)**

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในส่วนนี้เป็นตัวแทนของประสิทธิภาพการทำงานบนระบบ Beckman Coulter ข้อมูลที่ได้ในห้องปฏิบัติการของคุณอาจแตกต่างจากค่าเหล่านี้

### **- Method Comparison**

เปรียบเทียบตัวอย่างตรวจ Serum คนไข้ ด้วยน้ำยา Direct Bilirubin OSR6111 บนเครื่อง AU640 เปรียบเทียบกับน้ำยาสำเร็จรูป Direct bilirubin อื่น ได้ผล Linear regression ดังนี้



โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 4 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	

$y = 0.789x - 0.7$	$r = 0.998$	$n = 99$	Sample range = 0.2 – 151.5 $\mu\text{mol/L}$
--------------------	-------------	----------	--

- ความแม่นยำ (Precision)

ทดสอบความแม่นยำจาก 3 serum pools บนเครื่อง AU600 โดยการทำการกว่า 10 วัน ได้ผลดังนี้

n = 60 Mean $\mu\text{mol/L}$	Within Run		Total	
	SD	CV%	SD	CV%
10	0.18	1.78	0.33	3.24
17	0.26	1.51	0.50	2.92
116	1.34	1.16	2.55	2.20

- Linearity

Serum/Plasma = 0 – 10 mg/dL (0 -171  $\mu\text{mol/L}$ )

- Sensitivity


ค่าต่ำสุดที่วัดได้บนเครื่อง AU600 = 0.24  $\mu\text{mol/L}$

4. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจปฐมภูมิ (Primary sample system)<sup>3</sup>

Serum หรือ plasma เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-25°C และป้องกันการโดนแสง จะอยู่ได้นาน 3 วัน  
สิ่งส่งตรวจที่มี slight haemolysis อาจเป็นสาเหตุให้ได้ค่าลดลง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง และ ควร  
หลีกเลี่ยงสิ่งส่งตรวจที่ Lipemic ด้วยเช่นกัน

5. ชนิดของภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจและสารที่เติมเพื่อรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ

(Type of container and additives)

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 5 จาก 8
	เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	MSUH-WI-LAB-089	
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์		
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

Serum และ heparinised plasma

### 6. เครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและน้ำยา (Required equipment and reagents)

6.1 เครื่องอัตโนมัติ AU480/AU680/AU5800

6.2 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Cholesterol

การเตรียมน้ำยา

Direct Bilirubin เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน

การจัดเก็บและเสถียรภาพ

น้ำยาจะคงเสถียรภาพได้นานตามอายุข้างขวดเมื่อถูกปิดฝาสนิทและเก็บรักษาน้ำยาที่อุณหภูมิ 2-8°C แต่เมื่อเปิดฝาใช้งานแล้ว น้ำยาจะมีอายุ 21 วัน ที่อุณหภูมิตู้เย็น ในเครื่อง

น้ำยา Direct Bilirubin ประกอบด้วย

Final concentration of reactive ingredients:

3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.07 mmol/L

6.3 เครื่อง Centrifuge

6.4 สารมาตรฐาน


System Calibrator Cat. No. 66300.

ค่า Direct Bilirubin นี้แสดง traceability ตามมาตรฐาน Beckman Coulter Master Calibrator

วิธีการเตรียม Calibrator

System Calibrator Cat. No. 66300.

1. ก่อนเปิดฝาคควรตั้งขวดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อน

	<b>โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam</b>		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin</b> <b>โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU</b>	<b>เอกสารเลขที่</b> <b>MSUH-WI-LAB-089</b>	<b>หน้า 6 จาก 8</b>
		<b>แก้ไขครั้งที่ 00</b>	<b>วันที่เริ่มใช้</b> <b>1 สิงหาคม 2562</b>
	<b>ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส</b>	<b>หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์</b>	
<b>ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส</b> <b>ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์</b>	<b>ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้</b> <b>ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์</b>		

2. เคาะและฝาด้ำนบนขวดก่อนเปิดเพื่อให้ขั้บสาร lyophilisate ที่ติดอยู่ด้ำนบน และเปิดผาอย่างระมัดระวัง
3. เติม Sterile deionised water 5 mL ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 20°C) ในสาร lyophilised โดยใช้ Volumetric pipette
4. ปิดฝา , ละลายสารอย่างสมบูรณ์โดยการผสมแบบ Invert 3 ครั้ง และทิ้งไว้ 10 นาที ต่อจากนั้นละลายสารทั้งหมดโดยการผสมอย่างเบาๆบน Roller นาน 30 นาที ห้ามเขย่าขวดเพราะอาจทำให้เกิดฟองได้
5. ดำเนินต่อไปจนกว่าการผสมสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันและสาร Lyophilized ทั้งหมดเป็นสารละลาย
6. บันทึกวันที่ถูกละลายบนฉลากขวด

#### การจัดเก็บและเสถียรภาพของ Calibrator


Calibrator ที่มีเสถียรภาพ , ถูกปิดสนิท มีอายุได้ถึงวันที่ระบุไว้ เมื่อเก็บรักษา Calibrator ที่อุณหภูมิ 2-8°C Calibrator , มีอายุหลังการละลายนาน 30 ชั่วโมง เมื่อเก็บรักษา Calibrator ที่อุณหภูมิ 2-8°C สามารถแบ่งเก็บและแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C จะมีอายุ นาน 1 เดือน

#### **7. การสอบเทียบ (Calibration)**

7.1 ใช้ Calibrator รหัส 66300

7.2 ควรทำการ Calibrate ทุก 21 วัน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ขึ้น: มีการเปลี่ยนขวดน้ำยาใหม่ หรือค่า Control มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ , มีการทำ preventative maintenance หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ

#### **8. ขั้นตอนกระบวนการ (Procedural steps)**

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 7 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

ขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใช้เครื่อง AU480/AU680/AU5800 ให้ปฏิบัติตาม  
การใช้และการบำรุงรักษาเครื่อง AU480/AU680/AU5800

### **9. วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality control procedures)**

- 9.1 ใช้สารสารควบคุมคุณภาพ รหัส ODC0003 และ ODC0004
- 9.2 ทำการทดสอบคุณภาพภายในทุกวันที่มีการตรวจวัดคนไข้ หรือทุกครั้งที่ทำ  
Calibration

### **10. สิ่งหรือปัจจัยรบกวน (Interferences)**

Lipemia: Interference less than 10% up to 300 mg/dL Intralipid®  
พบได้น้อยมากใน โรค gammopathy โดยเฉพาะ monoclonal IgM (Waldenström's  
macroglobulinemia) ที่อาจทำให้ผลการตรวจวัดไม่น่าเชื่อถือ

### **11. หลักการในการคำนวณและค่าความไม่แน่นอน (Principle of procedure for calculating results, including measurement uncertainty)**

เครื่องวิเคราะห์จะคำนวณระดับของสารในแต่ละสารตัวอย่างโดยอัตโนมัติ ค่า  
ความไม่แน่นอนให้ดู รายละเอียดในเอกสารเรื่องการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของ  
การวัดเชิงปริมาณ

### **12. ค่าอ้างอิง (Biological reference intervals)<sup>1</sup>**

ผู้ใหญ่และเด็ก < 3.4  $\mu\text{mol/L}$  (< 0.2 mg/dL)

### **13. ช่วงในการรายงาน (Reportable interval of examination results)**

ช่วงการตรวจวิเคราะห์ Direct Bilirubin ของเครื่องคือ 0 – 171  $\mu\text{mol/L}$  (0 – 10 mg/dL)





โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ Direct bilirubin โดยเครื่อง AU680 /DxC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-089	หน้า 8 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	

เอกสารอ้างอิง

AU System(s) : Clinical Chemistry Reagent Guide (Version .15 Revision date:  
2012-01), AU480/AU680 User Guide.