






วิธีปฏิบัติงาน  
เรื่อง

การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol

เครื่อง AU680 และ DXC700AU โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดเตรียมเอกสารโดย	ตรวจสอบเอกสารโดย	อนุมัติใช้เอกสารโดย
		
(ทนาย.เบญจมาศ อรุณพาส) นักเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจมาศ อรุณพาส) ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	(ทนาย.เบญจพร แก้วคำใต้) ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
MSUH-WI-LAB-091	00		1 สิงหาคม 2562



โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL- cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 1 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	


การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

แก้ไข ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ การแก้ไข	วันที่เริ่มใช้ เอกสารฉบับ แก้ไข

บัญชีรายชื่อผู้ถือครอง

สำเนาฉบับที่	หน่วยงาน	ชื่อผู้ถือครอง	ตำแหน่ง



	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 2 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

### การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU

#### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU480/AU680/AU5800/DxC700AU ได้อย่างถูกต้อง

#### ขอบข่าย

นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติการในหน่วยเคมีคลินิก

#### คำจำกัดความ

HDL-c = HDL-cholesterol


#### รายละเอียด

#### 1. วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ (Purpose of the examination)

ประมาณ 25% ของ Total Cholesterol ใน Serum จะถูกขนส่งในรูป HDL การศึกษาทางคลินิกและระบาดวิทยาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตรงกันข้าม อันลึกซึ้งระหว่าง HDL-Cholesterol กับอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) ว่าการดูดซึมและการขนส่งของ Cholesterol จากเนื้อเยื่อไปที่ตับทำหน้าที่เป็นปัจจัยในการป้องกันการพัฒนาไปสู่ atherosclerotic plaques การตรวจหาระดับของ HDL-cholesterol จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแปลผลระดับคอเลสเตอรอลของแต่ละบุคคล ระดับ HDL-cholesterol ที่ต่ำถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของ Total Cholesterol และมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) การวัดของ HDL-cholesterol ถูกใช้เป็นตัวแรกในการแสดงความเสี่ยงของ atherosclerosis และอาจจะใช้ในการติดตามการรักษาของแต่ละบุคคลในระหว่างรักษาด้วยยาลดไขมัน

#### 2. หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ (Principle of the procedure used for examination)


Anti human- $\beta$ -lipoprotein antibody ในน้ำยา R1 จับกับ Lipoproteins ตัวอื่นๆนอกเหนือจาก HDL (LDL, VLDL และ Chylomicrons). เกิดเป็น antigen-antibody complexes ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์เมื่อมีการเติมน้ำยา R2 ลงไป HDL-cholesterol ถูกแสดงปริมาณโดยสี ของปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่เกิดขึ้น ตามสมการเคมี ดังนี้





โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง :การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 3 จาก 8
	แก๊ซครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	



**3. รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน (Performance specifications)**

ข้อมูลที่บรรจุอยู่ ภายในส่วนนี้เป็นตัวแทนของประสิทธิภาพการทำงานบนระบบ Beckman Coulter ข้อมูลที่ได้ในห้องปฏิบัติการของคุณอาจแตกต่างจากค่าเหล่านี้

**- Method Comparison**

เปรียบเทียบตัวอย่างตรวจ Serum คนไข้ ด้วยน้ำยา HDL-Cholesterol OSR6187 บนเครื่อง AU640 กับ การทดสอบ HDL-Cholesterol อื่น ในเชิงพาณิชย์ที่มีจำหน่าย ได้ผล Linear regression ดังนี้

$y = 1.212x + 0.080$	$r = 0.993$	$n = 200$	Sample range = 0.31 – 2.54 mmol/L
----------------------	-------------	-----------	-----------------------------------


**- ความแม่นยำ (Precision)**

ทดสอบความแม่นยำจาก 3 serum pools บนเครื่อง AU600 โดยการทำการมากกว่า 10 วัน ได้ผลดังนี้

n = 60 Mean mmol/L	Within Run		Total	
	SD	CV%	SD	CV%
0.69	0.006	0.85	0.013	1.92
1.09	0.007	0.62	0.018	1.69
2.08	0.013	0.61	0.027	1.32

**- Linearity**



	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 4 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

Serum/Plasma = 0.05 - 4.65 mmol/L (2 -180 mg/dL)

**- Sensitivity**

ค่าต่ำสุดที่วัดได้บนเครื่อง AU400 = 0.002 mmol/L. (0.077 mg/dL)

**4. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจปฐมภูมิ (Primary sample system)<sup>3</sup>**

Serum หรือ heparinised plasma (fasting and non-fasting) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8°C อยู่ได้นาน 7 วัน , ถ้าเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 15-25°C อยู่ได้นาน 2 วัน

**5. ชนิดของภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งส่งตรวจและสารที่เติมเพื่อรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ**

**(Type of container and additives)**

Serum หรือ Heparinised plasma

**6. เครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่จำเป็นและน้ำยา (Required equipment and reagents)**

6.1 เครื่องอัตโนมัติ AU480/AU680/AU5800


6.2 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HDL-Cholesterol

การเตรียมน้ำยา

HDL-Cholesterol เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน

การจัดเก็บและเสถียรภาพ

น้ำยาที่มีเสถียรภาพ ไม่ถูกแสง ที่ถูกปิดสนิท มีอายุได้ถึงวันที่ระบุไว้ เมื่อเก็บรักษา น้ำยาที่อุณหภูมิ 2-8°C น้ำยามีอายุหลังการเปิดใช้งาน 30 วัน ที่อุณหภูมิในเครื่อง สีของน้ำยา R2 อาจเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน (light green) ได้เมื่อเก็บที่อุณหภูมิในเครื่อง ซึ่งสิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยา

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL-cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 5 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

### น้ำยา HDL-Cholesterol ประกอบด้วย

Anti human- $\beta$ -lipoprotein antibody	Variable
Cholesterol esterase (CHE)	0.8 IU/mL
Cholesterol oxidase (CHO)	4.4 IU/mL
Peroxidase (POD)	1.7 IU/mL
Ascorbate oxidase	2.0 IU/mL
Good's buffer (pH 7.0)	30 mmol/L
N-Ethyl -N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS)	0.20 mmol/L
4-Aminoantipyrine	0.67 mmol/L
Preservative	
Detergent	

### 6.3 เครื่อง Centrifuge

### 6.4 สารมาตรฐาน

HDL-Cholesterol Calibrator ODC0011.

HDL-Cholesterol Calibrator นี้แสดง traceability ตามมาตรฐาน US CDC (Centre for Disease Control) ซึ่งเป็น HDL-cholesterol reference method.

ควรทำการ Calibrate การทดสอบทุก 30 วัน และทำ Reagent blank ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนขวดน้ำยาใหม่ หรือค่า Control มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ, มีการทำ preventative maintenance หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ

### วิธีการเตรียม Calibrator

System Calibrator Cat. No. 66300.

1. เปิดฝาอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสูญเสียของสาร Lyophilised
2. เติม Sterile deionised water 3 mL ที่อุณหภูมิ 15- 25°C ในสาร Lyophilized โดยใช้

Volumetric pipette





โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL- cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 6 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์	

- ปิดฝา , ละลายสารอย่างสมบูรณ์โดยการผสมอย่างเบาๆ นาน 30 นาที หลีกเลี้ยง การทำ ให้เกิดฟอง
- ดำเนินการต่อไปจนกว่าการผสมสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันและสาร Lyophilized ทั้งหมด เป็นสารละลาย
- บันทึกวันที่ถูกละลายบนฉลากขวด

การจัดเก็บและเสถียรภาพของ Calibrator

Calibrator ที่มีเสถียรภาพ , ถูกปิดสนิท มีอายุได้ถึงวันที่ระบุไว้ เมื่อเก็บรักษา Calibrator ที่อุณหภูมิ 2-8°C Calibrator , มีอายุหลังการละลายนาน 7 วัน เมื่อเก็บรักษา Calibrator ที่อุณหภูมิ 2-8°C สามารถแบ่งเก็บและแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C จะมีอายุนาน 30 วัน

**6. การสอบเทียบ (Calibration)**

7.1 ใช้ HDL-Cholesterol Calibrator ODC0011


7.2 ควรทำการ Calibrate การทดสอบทุก 30 วัน และทำ Reagent blank ทุก 7 วัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนขวดน้ำยาใหม่ หรือค่า Control มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ, มีการทำpreventative maintenance หรือมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ

**8. ขั้นตอนกระบวนการ (Procedural steps)**

ขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใช้เครื่อง AU480/AU680/AU580 ให้ปฏิบัติตามการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่อง AU480/AU680/AU580

**9. วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality control procedures)**

9.1 ใช้สารสารควบคุมคุณภาพ HDL/LDL-Cholesterol Control Serum รหัส ODC0005

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสarakam		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL- cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 7 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

9.2 ทำการทดสอบคุณภาพภายในทุกวันที่มีการตรวจวัดคนไข้ หรือทุกครั้งที่ทำ Calibration

### **10. สิ่งหรือปัจจัยรบกวน (Interferences)**

เมื่อ triglyceride ในตัวอย่างตรวจวัด เกิน 11.3 mmol/L (1000 mg/dL) ให้ dilute ตัวอย่าง ด้วย saline solution และทำการทดสอบซ้ำ

Ascorbate: Interference less than 3% up to 20 mg/dL ascorbate

Bilirubin: Interference less than 3% up to 40 mg/dL or 684  $\mu$ mol/L bilirubin

Haemolysis: Interference less than 3% up to 5 g/L haemoglobin

Lipemia: Interference less than 10% up to 900 mg/dL \*Intralipid®

### **11. หลักการในการคำนวณและค่าความไม่แน่นอน (Principle of procedure for calculating results, including measurement uncertainty)**

เครื่องวิเคราะห์จะคำนวณระดับของสารในแต่ละสารตัวอย่างโดยอัตโนมัติ ค่าความไม่แน่นอนให้ดู รายละเอียดในเอกสารเรื่องการคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดเชิงปริมาณ


### **12. ค่าอ้างอิง (Biological reference intervals)<sup>1</sup>**

National Cholesterol Education Program (NCEP) guidelines

< 40 mg/dL      Low HDL-cholesterol (major risk factor for coronary heart disease)

≥ 60 mg/dL      High HDL-cholesterol (“negative” risk factor for coronary heart disease)



	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	<b>วิธีปฏิบัติงาน</b> เรื่อง : การตรวจหาระดับ HDL- cholesterol โดยเครื่อง AU680 และ DXC700AU	เอกสารเลขที่ MSUH-WI-LAB-091	หน้า 8 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ 00	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2562
	ผู้จัดทำ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส	หน่วยงาน : งานเทคนิคการแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ : ทนพญ.เบญจมาศ อรุณพาส ผู้จัดการวิชาการ งานเทคนิคการแพทย์	ผู้อนุมัติ : ทนพญ.เบญจพร แก้วคำใต้ ผู้จัดการคุณภาพ งานเทคนิคการแพทย์		

### 13. ช่วงในการรายงาน (Reportable interval of examination results)

ช่วงการตรวจวิเคราะห์ HDL-cholesterol ของเครื่อง 2 – 180 mg/dL

#### เอกสารอ้างอิง

AU System(s) : Clinical Chemistry Reagent Guide (Version .15 Revision date: 2012-01), AU480/AU680/AU5800 User Guide.